

CEKER OCAKLAR



Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Açıklama

Özellikleri:

- Tamam? 1.2 mm kalınlığında galvaniz sac üzeri elektro statik epoksi fırın boyalı .
- Demonte sistemle kolay taşınabilir imal edilmiştir.
- Cihazın çalınma zemini epoksi derzli anti asit seramik.
- Cihazın alt tarafı galvaniz sacdan imal edilmiş geni? kullanılm hacimli dolaplıdır.
- Ön cam 6 mm kalınlığında temperlenmiş emniyet camı ve kontur ağırlık vasetası ile ağırlık yukarı hareket edebilir sistem.
- Çalınma zemini üzerinde 15x30 cm ebadında paslanmaz evye mevcuttur.
- Cihazın üzerinde en az 800 lümen aydınlatma sağlayan aydınlatma sistemi mevcuttur.
- Cihaz üzerinde 980 m³/ saat kapasiteli kanal tipi fan motoru mevcuttur.
- Cihazın sağ kolonunda 2 adet 220 V 50-60 hz 16 amp priz, 1adet aydınlatma anahtarı ve 1 adet fan motoru açma kapatma anahtarı kullanılmaktadır.

Ebatlar?: 180 Ebat : 180x80x220 - 150 Ebat : 150x80x220 - 120 Ebat : 120x80x220