

Hanna 8314 Ph Metre



Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Açıklama

Hanna HI 8314 Taahhütlü pH Metre, Manuel Kalibrasyonlu, pH + mV + Sıcaklık Ölçümü
Eğitim kurumlarında ve ölçüm laboratuvarlarında rahatlıkla kullanılabilecek bir cihazdır.

Düşük pil seviyesine gelindiğinde pil uyarı sistemi ile kullanıcıyı bilgilendirmektedir.

Model	HI 8314
pH Ölçüm Aralığı	0,00 / 14,00 pH
mV Ölçüm Aralığı	±1999 mV
Sıcaklık Ölçüm Aralığı	0,0 / 100,0 C
pH Hassasiyeti	±0,01 pH
mV Hassasiyeti	±1 mV
Sıcaklık Hassasiyeti	±0,4 C
pH Doğruluğu	0,01 pH
mV Doğruluğu	1 mV
Sıcaklık Doğruluğu	0,1 C
pH Kalibrasyonu	2 Noktadan Manuel Kalibrasyon
Sıcaklık Kompensasyonu	Otomatik, 0 / 70 C
Konnektör	DIN
Elektrod	Epoksi Elektrod veya Cam Elektrod (Opsiyonel)
Pil Ömrü	100 Saat
Piller	1x9 V
Çalışma Sıcaklığı	0 / 50 C
Ekran	Tek Satır, Geni LCD Ekran
Ebatlar	164x76x45 mm
Ağırlık	