

FC 200D

Elettrodo pH per uso alimentare, connettore DIN tedesco



Specifiche

Parametro	Valore
Tipo elettrodo:	pH per alimenti
Connettore:	DIN a 7 poli
Sistema di riferimento:	singolo Ag/AgCl
Giunzione:	7
Elettrolita:	viscolene
Pressione max.:	0,1 bar
Scala:	pH da 0 a 12
Temp. di lavoro:	da 0 a 50°C
Temp. consigliata:	da -5 a 30°C (da 23 a 86°F)
Punta:	conica
Corpo:	plastica PVDF
Cavo:	coassiale; 1 metro di lunghezza
Sensore Temperatura:	no
Elettrodo collegato:	FC 200B
Elettrodo collegato:	FC 200S

Dimensioni sonda: punta 6 x 10 mm

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
