

# SWAP



## Transport Swab

Transport Swab; Pamuklu eküvyon çubuk, besiyeri ve tüpten oluşan kullanıma hazır, steril toksik olmayan hedef mikroorganizmalara göre farklı içeriklerde hazırlanabilen sıvı yarı katı numune alma ve taşıma, saklama ürünüdür. Steril sürüntü kitleri , analiz edilecek bölgelerden örnek alınmasını, alınan örnekteki kültürün tamponlanarak uzun süre canlılığını kaybetmeden muhafazasını ve uygun koşullarda taşınmasını sağlar.



Stuart , Amies, Cary Blair,sıvı ve yarı katı içerikleri, bakterilerin enzimatik reaksiyonlarından kaynaklanan zararlarını önleyen ve tamponlayıcı bir bileşime sahip besiyerdir. Opsiyonel olarak ilave edilen "kömür" ise zor gelişen hassas mikroorganizmaların, analize alınana kadar geçen süre içerisinde canlılığını sağlar. Transport Sawblar Gram-negatif, Gram-pozitif anaeroblar, GUM, KBB, yaralar, microaerophilic, virüs / PCR için numune alınması ve taşınması için uygundur.

Ebat Ø12 x 150 mm Ambalaj: Tekli poşet, gamma steril



## Kullanıma Hazır Sıvı Transport Swab

Kullanıma hazır sıvı swab tüpünün içerisinde 1 ml. bulunmakta ve bu sıvı içerisinde ucunda pamuk bulunan esnek swab çubuğu vardır. (Mikrobiyolojide esas; swablamanın ıslak steril swabla yapılmasıdır).

Kullanıma hazır swab esnek yapısı sayesinde ulaşılması zor dar alanlardan (havalandırma kanalları, borular, köşeler, zemin, tezgah araları vs.) ve personel elinden numune almada hem çok pratiktir hem de yüzeydeki bütün mikroorganizmaları toplayan kimyasal özellikler içermektedir.

Kullanıma hazır swab ile numune aldıktan sonra ekim yapacağınız zamana kadar geçen süre içerisinde swab içerisinde almış olduğunuz numunedeki mikroorganizmalar etkinliğini korur yani mikroorganizmalar stabil halde SWAB içinde sizin ekim yapmanızı bekler.

Swab içerisindeki numune ekim anına kadar geçen zamanda ortam sıcaklığından ve zamandan etkilenmez... mikroorganizmalar da ortam sıcaklığı ve geçen zamandan kaynaklanan üremeler (çoğalmalar) veya ölümler (azalmalar) asla Sıvı Swab` ta olmaz. Doğru şekilde numuneyi temsil eden örneği almış olursunuz...

Kullanıma hazır swab bütün besiyerlerinde kullanılabilir. Klasik besiyerlerinde de swab ile numune alıp ekim yapabilirsiniz.

### **SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ**

\* Oda sıcaklığında saklayınız. (5 – 30 °C)

\* Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

Sıvı ve yarı katı stuart sürüntü toplama sistemleri çoklu uygulamalar için çeşitli boyutlarda mevcuttur. Normal boyuttaki bezlerden genellikle boğaz, vajina, yara ve cilt örnekleri için kullanılır. Minitip boyut bezlerden genellikle pediatrik örnekleme, kulak, burun, boğaz, göz ve erkek üretral sürüntü örnekleme için kullanılır. Swablar farklı şaft malzemesi kullanıcının uygulama ve tercihine bağlı olarak mevcuttur.





SWABS		
ORGAMİK	OM-SW010	STERİLE PLASTİK DACRON SWAB
ORGAMİK	OM-SW015	STERİLE PLASTİK DACRON SWAB IN TUBE
ORGAMİK	OM-SW020	STERİLE METAL DACRON SWAB
ORGAMİK	OM-SW025	STERİLE METAL DACRON SWAB IN TUBE
ORGAMİK	OM-SW030	STERİLE PLASTİK COTTON SWAB
ORGAMİK	OM-SW035	STERİLE PLASTİK COTTON SWAB IN TUBE
ORGAMİK	OM-SW040	STERİLE WOODEN COTTON SWAB
TRANSPORT SWABS		
ORGAMİK	OM-TS010	AMİES
ORGAMİK	OM-TS020	AMİES (STERİLE METAL COTON SWAB)
ORGAMİK	OM-TS030	CARRY-BLAİR
ORGAMİK	OM-TS100	SALMONELLA SELECTİVE TRANSPORT (SST)
ORGAMİK	OM-TS110	STUART
ORGAMİK	OM-TS120	VİRUSWAB

**Adres:**

Huzur Mahallesi Karadeniz caddesi  
Kilitbahir sokak No:5 Ümraniye / İSTANBUL

Tel : 0 (216) 612 5426

Faks : 0 (216) 612 5426

Cep : 0 (543) 769 5450

E-posta: [info@orgamik.com.tr](mailto:info@orgamik.com.tr)