


Nuçe Erlenii



Nuçe Erlenii

Laboratuvar Ekipmanlar? : Nuçe Erlen

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakk?nda soru sorun](#)

Aç?klama

Nuçe Erlen

Hacim	Yükseklik	Çap	Boy
100 ml	105 mm	64 mm	24 mm
250 ml	145 mm	65 mm	34,5 mm
500 ml	180 mm	105 mm	34,5 mm
1000 ml	220 mm	131 mm	45 mm
2000 ml	280 mm	166 mm	45 mm