

S?v? Transport Swab



Kullan?ma haz?r s?v? swab t?p?.

Derecelendirme:Hen?z Derecelendirilmemi?

[Bu ?r?n hakk?nda soru sorun](#)

Aç?klama

Kullan?ma haz?r s?v? swab t?p?n?n i?erisinde 1 ml. bulunmakta ve bu s?v? i?erisinde ucunda pamuk bulunan esnek swab ?ubu?u vard?r.(Mikrobiyolojide esas; swablaman?n ?slak steril swabla yap?lmas?d?r).

Kullan?ma haz?r swab esnek yap?s? sayesinde ula??lmas? zor dar alanlardan (havaland?rma kanallar?, borular, k?eler, zemin, tezgah aralar? vs.) ve personel elinden numune almada hem ?ok pratiktir hem de y?zeydeki b?t?n mikroorganizmalar? toplayan kimyasal ?zellikler i?erilmektedir.

Kullan?ma haz?r swab ile numune ald?ktan sonra ekim yapaca??-n?z zamana kadar ge?en s?re i?erisinde swab i?erisinde alm?? oldu?unuz numunedeki mikroorganizmalar etkinli?ini korur yani mikroorganizmalar stabil halde SWAB i?inde sizin ekim yapman?z? bekler.

Swab i?erisindeki numune ekim an?na kadar ge?en zamanda or-tam s?cakl???ndan ve zamandan etkilenmez... mikroorganizmalar da or-tam s?cakl??? ve ge?en zamandan kaynaklanan ?remeler (??almalar) veya ?l?mler (azalmalar) asla S?v? Swab` ta olmaz. Do?ru ?ekilde numuneyi temsil eden ?rne?i alm?? olursunuz...

Kullan?ma haz?r swab b?t?n besiyerlerinde kullan?labilir. Klasik besiyerlerinde de swab ile numune al?p ekim yapabilirsiniz.

SAKLAMA KO?ULLARI ve RAF ?MR?

* Oda s?cakl???nda saklay?n?z. (5 – 30 °C)

* Raf ?mr? ?retim tarihinden itibaren 2 (?ki) y?ld?r.

S?v? ve yar? kat? stuart s?r?nt? toplama sistemleri ?oklu uygulamalar i?in ?e?itli boyutlarda mevcuttur. Normal boyuttaki bezlerden genellikle bo?az, vajina, yara ve cilt ?rnekleri i?in kullan?l?r. Minitip boyut bezlerden genellikle pediatrik ?rnekleme, kulak, burun, bo?az, g?z ve erkek ?retral s?r?nt? ?rnekleme i?in kullan?l?r. Swablar farkl? ?aft malzemesi kullan?c?-n?n uygulama ve tercihine ba?l? olarak mevcuttur.