

DAIHAN WUF-400 So?utucu -86



DAIHAN WUF-400 CE Belgesi ve PL (Ürün Sorumluluk) sigortas?na sahip bir üründür. H?zl? dondurma fonksiyonu ve CFC-Free (134A) so?utma sistemi bulunmaktadır.

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Aç?klama

DAIHAN

WUF-400

CE Belgesi ve PL (Ürün Sorumluluk) sigortas?na sahip bir üründür. H?zl? dondurma fonksiyonu ve CFC-Free (134A) so?utma sistemi bulunmaktadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özellik	Aç?klama
Marka	:Daihan
Model	:WUF-400
Kategori	:Dik Tip Dijital Buzdolab?
?ç Boyutlar	:600x500x1310 mm
D?? Boyutlar	:840x748x1550 mm
Kapasite	:393 Lt.
Maksimum Raf	:15(3x5) aras?nda 16 pcs yerle?trilmi?.
Kalitesi	
Kontrol Ünitesi	:Tam Dokunmatik Ekran TFT LCD Denetleyicisi
Ekran	:Arka I??k Fonksiyonlu Dijital LCD ekran.
Kompresör	:Hermetik Tip
Kondensör Tipi	:Block Kondenser, No Pin, Filter Free Mechanism
S?cakl?k Aral???	:(-86°C)-(-65°C) Oda S?cakl???nda 30°C - %70 Nem
S?cakl?k Sensörü	:PT 100
So?utma Sistemi	:HFC (CFC Free So?utucu Sistemi)
?ç Meteryal	:Paslanmaz Çelik
D?? Ünite Meteryali	:Toz Boyal? Çelik Levha
?ç Kap? Meteryali	:Toz Boyal? Paslanmaz Çelik
Raflar	:3 Adet Paslanmaz Çelik Raf
Di?erleri	:CE Belgesi, PL (Ürün Sorumluluk) Sigortas?, Dokunmatik TFT LCD Denetleyicisi, CFC Free So?utucu, Standart Uyar? ve Alarm Fonksiyonlar?

Güç Kayna?? Dahili, RS232 Haberle?me Ba?lant?s?, Uzaktan Kontrol Yaz?l?m?.
:Monofaz, AC 120V, 60 Hz ya da AC 230V, 50/60 Hz

Basitle?tirilm? Yüksek-Verimlilik Donma Sistemi
Kolayl???, kullan?m? ve Yüksek Performans? ile Dokunmatik TFT LCD Denetleyicisi
Sa?lam ve esnek tasar?ml? Kap? Kolu
CFC-So?utucular
RS232 ile bilgisayar ba?lant?s? imkan?
CE Belgeli
PL (Ürün Sorumluluk) Sigortas?